

Technisches Datenblatt - **Care Flow** - **UB 2000A** steriler Einmalbettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Beschreibung & Verwendungszweck:

- Füllvolumen 2.000 ml
- Schlauchlänge 110 cm
- Der Zwillingshalter ermöglicht eine sicher und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen
- Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System
- Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN	HMN
04/04/2000/110/GHC	2000 ml	110 cm	08871289	15.25.06.3037

Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	Is

Sterilisation

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
04/04/2000/110/GHC	50 Stück	2.400 Stück	5,700 kg	einzel steril verpackt	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: **GHC German Health Care GmbH**

Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt

14.07.2015

Freigabe

11.02.2019

Revision
ID

003/02.2019
8634