



### **ACTIMO<sup>®</sup> LIGHT**

**Gewicht** ca. 7 kg

**Breite (Rahmen):** 61 cm

**Tiefe** ca. 80 cm

**Höhe (Sitz) inkl. Polster** ca. 53-61 cm

**Höhe (Handgriffe verstellbar)** ca. 85-99 cm

**Faltmaß** ca. Höhe 98 bis 118 cm x Breite (Rahmen) 61 cm x Tiefe 38 cm

**Max. Belastung** 136 kg

**Material** Eloxiertes Aluminium

**HMV** 10.50.04.1232

**VE** 1 Stück

**Palette** 21 Stück

**EAN Blau** 4041314034172

**EAN Silber** 4041314034905

**EAN Rot** 4041314039078

**Artikelnummer**

12473844

12727397

16038602

**Bezeichnung**

Actimo<sup>®</sup> Light, blau

Actimo<sup>®</sup> Light, silber

Actimo<sup>®</sup> Light, rot