

Produktbeschreibung:

hautfarbenes, textiles Verbandpflaster
aus Zellwolle für normale Haut,
hautfreundlicher und
natürlicher Zinkoxid-Kautschuk-Kleber,
luft- und wasserdampfdurchlässig



Verwendungszweck:

zur Verbandfixierung, zur Fixierung von Sonden oder Kathetern, zur äußeren Anwendung,
bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Breite	Länge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	5 m	16711003	10821494	4260348614017	12	40
	9 m	1671761	00516927	4260348613959	6	Variabel
		16711006	11224381	4260348613416	12	40
2,5 cm	5 m	16711004	10821502	4260348614024	12	30
	9 m	1671762	00517074	4260348613980	6	variabel
		16711007	11224398	4260348613775	12	30
5 cm	9 m	16711008	13827942	4260348616806	6	30

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-03