

Technisches Datenblatt - Care Flow - UB 2000E steriler Einmalbettbeutel

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- Füllvolumen 2.000 ml
- Schlauchlänge 90 cm
- Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden
- Der Urinbeutel wird durch das T-Ablassventil sicher entleert
- Das Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System



**Übersicht des Produktsortiments:**

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN	HMN
04/04/2000/90/GHC	2.000 ml	90 cm	06718945	15.25.06.3025

**Material / Produkt Angaben**

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

**Zertifikate**

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	Is

**Sterilisation**

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
04/04/2000/90/GHC	100 Stück	4.800 Stück	5,600 kg	einzel steril verpackt	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland

[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

Erstellt

14.07.2015

Freigabe

11.02.2019

Revision

003/02.2019

ID

8621