

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull  
nach DIN 14079,  
100 % Baumwolle,  
mit eingeschlagenen Schnittkanten,  
eingesiegelt zu 2, zu 5 bzw. zu 10 Stück



Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8-fach	5 x 5 cm	321015	04676817	4260348610194	5 x 2	variabel
		321013	02773775	4260348610200	25 x 2	40
		321014	02135738	4260348610217	20 x 5	20
	7,5 x 7,5 cm	321035	04676823	4260348610224	5 x 2	variabel
		321033	02773798	4260348610231	25 x 2	30
	10 x 10 cm	321069	04676846	4260348610248	5 x 2	variabel
		321063	02773806	4260348610255	25 x 2	20
		321068	02135885	4260348610262	20 x 5	12
		321065	10822720	4260348610279	10 x 10	12
	10 x 20 cm	321094	04676852	4260348610286	5 x 2	variabel
		321092	04317998	4260348610293	25 x 2	12