

Produktdatenblatt - **CARE SET** - Katheterlegeset Typ Basis

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- Das Basis-Set ist in eine innere und eine äußere Verpackung unterteilt
- Bestandteil der äußeren Verpackung: sterile 10ml Spritze zum entblocken
- Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung werden benötigt zur Neuanlage eines transurethralen Katheters



**Übersicht des Typ Basis Set Produktsortiments:**

Art. Nummer	Bestandteile	PZN
01/01/99/BS/GHC	1 x 2-teilige Kunststoffschale	01972188
	2 x Unterlagen	
	1 x Schlitztuch	
	6 x Tupfer	
	1 x Pinzette	
	1 x Blockerspritze mit 10% Glycerin	
	3 x Nitril Handschuhe	
	1 x 10 ml Leerspritze	

**Material / Produkt Angaben**

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

**Zertifikate**

CE-Kennzeichnung	CE 0123
Produkt Klassifikation	IIa

**Sterilisation**

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	3 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Abnahmemenge
01/01/99/BS/GHC	20 Stück	720 Stück	3,700 kg	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: Conod Medical Co., Limited

No. 11 Hongfeng Road, 215532 Changshu City

Jiangsu Province - PR China

Erstellt

22.07.2015

Freigegeben

Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

10.12.2019

Revision

003/12.2019

ID

8689