

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, extrem hautfreundlich, luftdurchlässig, sehr wirtschaftlich in der Anwendung, rutschfest (daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen)

- LATEXHALTIG: 42 % Baumwolle, 29 % Polyamid und 29 % Zellwolle, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle, 27 % Polyamid und 27 % Zellwolle

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundverbänden, bei Nachbehandlungen von Distorsionen, zur äußeren Anwendung,

vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

4 Meter lang:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
LATEXHALTIG	4cm x 4m	1061201	04794652	4260348612518	1	84
	6cm x 4m	1061202	04794669	4260348612525	1	54
	8cm x 4m	1061203	04794675	4260348612532	1	48
	10cm x 4m	1061204	04794681	4260348612549	1	36
	12cm x 4m	1061205	04794698	4260348612556	1	26
LATEXFREI	4cm x 4m	1061301	12397787	4260348617285	1	84
	6cm x 4m	1061302	12397793	4260348617308	1	54
	8cm x 4m	1061303	12397801	4260348617315	1	48
	10cm x 4m	1061304	12397818	4260348617322	1	36
	12cm x 4m	1061305	12397824	4260348617612	1	26

20 Meter lang:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
LATEXHALTIG	4cm x 20m	1051101	08822227	4260348612563	1	20
	6cm x 20m	1051102	08822233	4260348612570	1	20
	8cm x 20m	1051103	08822256	4260348612587	1	16
	10cm x 20m	1051104	08822262	4260348612594	1	12
	12cm x 20m	1051105	08822279	4260348612600	1	12
LATEXFREI	4cm x 20m	1051201	12397735	4260348617711	1	22
	6cm x 20m	1051202	12397741	4260348617728	1	16
	8cm x 20m	1051203	12397758	4260348617735	1	12
	10cm x 20m	1051204	12397764	4260348617742	1	10
	12cm x 20m	1051205	12397770	4260348617759	1	8

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.