

Produktdatenblatt - **CARE FLOW** - Transurethrale PVC Männer Einmalkatheter, Nelatonspitze

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- Männer Einmalkatheter mit 2 seitlich versetzten Drainageaugen
- Transparent mit Trichter und Nelatonspitze
- Mit gerundeter und geschlossener Spitze
- Eignet sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus bei dem Mann



**Übersicht des Produktsortiments:**

Art. Nummer	Größe in CH	Ballon Volumen	Länge	PZN	HMN
01/01/20/08/00/GHC	CH 08	00 ml	40 cm	14289493	15.25.14.4999
01/01/20/10/00/GHC	CH 10	00 ml	40 cm	08871349	15.25.14.4999
01/01/20/12/00/GHC	CH 12	00 ml	40 cm	08871355	15.25.14.4999
01/01/20/14/00/GHC	CH 14	00 ml	40 cm	08871361	15.25.14.4999
01/01/20/16/00/GHC	CH 16	00 ml	40 cm	08871378	15.25.14.4999
01/01/20/18/00/GHC	CH 18	00 ml	40 cm	08871384	15.25.14.4999
01/01/20/20/00/GHC	CH 20	00 ml	40 cm	08871390	15.25.14.4999

**Material / Produkt Angaben**

<b>Enthält Latex</b>	Nein
<b>Enthält DEHP</b>	Ja
<b>Nelaton Spitze</b>	Ja
<b>Eignet sich zur Langzeitdrainage</b>	Nein
<b>Ausschließlich zum Einmalgebrauch</b>	Ja

**Zertifikate**

<b>CE-Kennzeichnung</b>	CE 0123
<b>Produkt Klassifikation</b>	IIa

**Sterilisation**

<b>Steril</b>	Steril - EO
<b>Re-sterilisierbar</b>	Nein
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Abnahmemenge
01/01/20/08/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,440 kg	1 VE
01/01/20/10/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,490 kg	1 VE
01/01/20/12/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,528 kg	1 VE
01/01/20/14/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,576 kg	1 VE
01/01/20/16/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,654 kg	1 VE
01/01/20/18/00/GHC	50 Stück	600 Stück	0,726 kg	1 VE
01/01/20/20/00/GHC	30 Stück	360 Stück	0,556 kg	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

Übermäßige Hitze vermeiden
Vor Frost schützen
Vor Nässe schützen
Einweg Produkt
Nicht re-sterilisierbar

**Hersteller und Vertrieb**



Hersteller: Conod Medical Co., Ltd. No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park 215532 Changshu City - PR China		Vertrieb durch: GHC German Health Care GmbH Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland www.ghc-medical.de	
Erstellt	23.07.2015	Freigegeben	12.09.2019
			Revision ID 004/09.2019 8746