

TRADITION Gehstöcke



Mit diesen eleganten Gehstöcken begann im Jahr 1860 die reiche industrielle Geschichte Herdegens. Erhältlich mit verschiedenen Griffen und Materialien, verbinden sie Eleganz und Qualität mit unserem hundertjährigen Know-how.



Derby Holz
(100322)



Fritz Holz
(100302)



Kastanienbaum
(100022)



Alle Herdegen-
Stöcke werden
mit einer
rutschfesten
Kappe
geliefert.

Art.-Nr.
100322 Derby Holz
100302 Fritz Holz
100022 Gebogen Kastanienbaum

Ständer

Für eine ansprechende Präsentation bieten die Herdegen-Displays eine einfache und platzsparende Lösung. Für alle unsere Unterarmgehstützen, TRADITION- und FASHION-Gehstöcke geeignet.



Ständer mit Rollen für 25 Gehhilfen
(210000)

Art.-Nr.
210000 Ständer mit Rollen für 25 Gehhilfen

Verstellbare Gehstöcke



HMV-Nr.

Hergestellt aus verstärktem Aluminium, sind unsere medizinischen Gehstöcke mit einem T-förmigen Griff ausgestattet und durch einen Clip in der Höhe verstellbar. Materialien: Polypropylen oder Metacrylat, Aluminium

Art.-Nr.
250700 T-Griff Gehstock Aluminium (HMV-Nr.: 10.50.01.1021)
250800 T-Griff Gehstock Bronze
243603 Anatomisch Aluminium rechts
243604 Anatomisch Aluminium links



Anatomischer Griff



MAXIMALE BELASTUNG 120 KG



Anatomisch,
Aluminium
(24360*)

Aluminium
(250700)

Bronze
(250800)

Technische Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Griffhöhe	Grifflänge	Gewicht
250700	T-Griff Gehstock Aluminium	72,5/94,5 cm	12,5 cm	0,40 kg
250800	T-Griff Gehstock Bronze			
243603	Anatomisch, Aluminium (rechts)	72/94 cm	10,5 cm	0,40 kg
243604	Anatomisch, Aluminium (links)			