

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 73 % Polyamid
 und 27 % Polyurethan, latexfrei, rundgewebt,
 weitmaschig, sehr dehnbar, druck- und
 faltenfreies Anlegen, maschenfest
 schneidbar an jeder Stelle, ohne
 dass die Schnittstellen einreißen

Verwendungszweck:

für Fixierverbände zur Befestigung von Wundauflagen, besonders an Gelenken oder schwierig zu
 verbindenden Körperteilen, für schnelle Wundinspektion geeignet, da der Netzverband nicht
 erneuert werden muss, zur äußeren Anwendung,
 vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert
 werden

Produktvarianten:

Größenkennung Maße (ungedehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
Gr. 1 1,4cm x 25m	Finger	600636/ 1050822U	08822411	4260348612952	1	57
Gr. 2 1,8cm x 25m	Hand, Arm, Fuß	600637/ 1050824U	08822405	4260348612969	1	57
Gr. 3 2,3cm x 25m	Bein	600638/ 1050825U	08822397	4260348612976	1	57
Gr. 4 3,5cm x 25m	Kopf, Schulter	600639/ 1050827U	08822380	4260348612983	1	57
Gr. 5 5,0cm x 25m	Kleiner Rumpf	600640/ 1050829U	08822374	4260348612990	1	30
Gr. 6 5,8cm x 25m	Großer Rumpf	600642/ 1050830U	08822368	4260348613003	1	30

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-03

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.