

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC M-Becher

Produktbeschreibung	Becher zum Sammeln und Verteilen von Tabletten oder Medikamenten (auch in flüssiger Form).
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I mit Messfunktion gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N10082-b	N10082-g	N10082-n	N10082-r	N10082-y
Farbe	Blau	Grün	Natur	Rot	Gelb
Durchmesser oben	39 mm				
Durchmesser unten	28 mm				
Höhe	43 mm				

Produktdesign

Material	Polypropylen (PP)
Volumen	30 ml
Skalierung	5 ml bis 25 ml (1 ml Unterteilung)
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	80 Stk
Einzelverpackung pro Karton	60 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	39 x 24 x 38 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert