

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, extrem hautfreundlich, luftdurchlässig, sehr wirtschaftlich in der Anwendung, rutschfest (daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen)

- LATEXHALTIG: 42 % Baumwolle, 29 % Polyamid und 29 % Zellwolle, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle, 27 % Polyamid und 27 % Zellwolle

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundverbänden, bei Nachbehandlungen von Distorsionen, zur äußeren Anwendung,

vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

4 Meter lang:

| | Größe | REF | PZN (Pckg) | GTIN | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| LATEXHALTIG | 4cm x 4m | 1061201 | 04794652 | 4260348612518 | 1 | 84 |
| | 6cm x 4m | 1061202 | 04794669 | 4260348612525 | 1 | 54 |
| | 8cm x 4m | 1061203 | 04794675 | 4260348612532 | 1 | 48 |
| | 10cm x 4m | 1061204 | 04794681 | 4260348612549 | 1 | 36 |
| | 12cm x 4m | 1061205 | 04794698 | 4260348612556 | 1 | 26 |
| LATEXFREI | 4cm x 4m | 1061301 | 12397787 | 4260348617285 | 1 | 84 |
| | 6cm x 4m | 1061302 | 12397793 | 4260348617308 | 1 | 54 |
| | 8cm x 4m | 1061303 | 12397801 | 4260348617315 | 1 | 48 |
| | 10cm x 4m | 1061304 | 12397818 | 4260348617322 | 1 | 36 |
| | 12cm x 4m | 1061305 | 12397824 | 4260348617612 | 1 | 26 |

20 Meter lang:

| | Größe | REF | PZN (Pckg) | GTIN | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| LATEXHALTIG | 4cm x 20m | 1051101 | 08822227 | 4260348612563 | 1 | 20 |
| | 6cm x 20m | 1051102 | 08822233 | 4260348612570 | 1 | 20 |
| | 8cm x 20m | 1051103 | 08822256 | 4260348612587 | 1 | 16 |
| | 10cm x 20m | 1051104 | 08822262 | 4260348612594 | 1 | 12 |
| | 12cm x 20m | 1051105 | 08822279 | 4260348612600 | 1 | 12 |
| LATEXFREI | 4cm x 20m | 1051201 | 12397735 | 4260348617711 | 1 | 22 |
| | 6cm x 20m | 1051202 | 12397741 | 4260348617728 | 1 | 16 |
| | 8cm x 20m | 1051203 | 12397758 | 4260348617735 | 1 | 12 |
| | 10cm x 20m | 1051204 | 12397764 | 4260348617742 | 1 | 10 |
| | 12cm x 20m | 1051205 | 12397770 | 4260348617759 | 1 | 8 |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.