

Technisches Datenblatt - Care Flow - UB 2000US unsteriler Einmalbettbeutel und Halterung

Beschreibung & Verwendungszweck:

- Füllvolumen 2.000 ml
- Schlauchlänge 130 cm
- Das unsterile System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Urinalkondome bzw. Urostomiebeutel angeschlossen werden
- Der Urinbeutel wird durch das T-Ablassventil sicher entleert
- Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System



Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN	HMN
04/06/2000/130/GHC	2.000 ml	130 cm	08845487	15.25.06.1047
04/06/2000/90/GHC	2.000 ml	90 cm	12418549	15.25.06.1047

Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	I

Sterilisation

Steril	Nicht steril
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
04/06/2000/130/GHC	100 Stück	6.400 Stück	10 Kg	10 Stück im Poly Beutel	1 VE
04/06/2000/90/GHC	100 Stück	6.400 Stück	10 Kg	10 Stück im Poly Beutel	1 VE

Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar

GHC German Health Care GmbH

Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt

14.07.2015

Freigabe

11.02.2019

Revision
ID

003/02.2019
8622