

## Technisches Datenblatt / *Technical datasheet*

### Elektrorasierer

(inkl. Ladegerät und Scherköpfe)

<b>Bezeichnung</b> <i>Identification</i>	Elektrorasierer inkl. Ladegerät und Scherköpfe <i>Electric shaver incl. Charger and shaving heads</i>
---	--

<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>	Die Zweckbestimmung der Rasierer ist die Entnahme von Körperhaaren, wobei der Rasierer an der gewünschten Stelle platziert und durch Bewegung die Haare elektronisch abrasiert werden. <i>The purpose of the razors is the removal of body hair, where the razor is placed at the desired location and by movement the hair is shaved electronically.</i>
---	--

<b>Anwendbare Standards</b> <i>Applicable Standards</i>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42 EWG geeignet für Einsatz im medizinischen Bereich. <i>Medical device class I acc. to EU directive MDD 93/42 EEC, suitable for the medical sector.</i>
--	--

<b>Art.-Nr.</b> <i>Art.-No.</i>	<b>Bezeichnung</b> <i>description</i>
SC001	MEDI-INN Elektrorasierer inkl. Ladegerät
SC002 / SC003	MEDI-INN Elektrorasierer Scherköpfe

<b>Maße</b> <i>Dimensions</i>				
SC001		MEDI-INN Elektrorasierer inkl. Ladegerät		
<b>Länge</b> <i>length</i> [mm]*	<b>Höhe</b> <i>height</i> [mm]*	<b>Breite</b> <i>width</i> [mm]*	<b>Gewicht ohne Klinge**</b> <i>weight of clipper</i> <i>(without blade)</i>	<b>Gewicht mit Klinge**</b> <i>weight of clipper</i> <i>(with blade)</i>
158 mm	46,5 mm	40,5 mm	122 g	132 g
SC002 / SC003		MEDI-INN Elektrorasierer Scherköpfe		
<b>Länge</b> <i>length</i> [mm]*	<b>Höhe</b> <i>height</i> [mm]*	<b>Breite</b> <i>width</i> [mm]*	<b>Schneidebreite</b> <i>Cutting width of blade</i> [mm]*	<b>Haar-Scheidehöhe</b> <i>Cutting depth of hair</i> [mm]*
32 mm	10 mm	46 mm	36 mm	0,8 mm
*geringe Abweichungen möglich / <i>Slight deviations possible</i>				
**ohne Ladegerät / <i>without charging station</i>				

<b>Physikalische Eigenschaften</b> <i>Physical Properties</i>	
<b>Motor Spannung</b> <i>Motor voltage</i>	3,7 Volt Gleichstrom <i>3,7 Volt direct current</i>
<b>Ruhestrom</b> <i>Current without load</i>	0,25A
<b>Belastungsstrom</b> <i>Current at full load</i>	0,7A
<b>Netzadapter</b> <i>AC adapter</i>	Ladestrom: 100-240 - 50 / 60Hz 0.3 <i>IN PUT:</i> Betriebsstrom: 5.0Vdc 1.5A <i>OUT PUT:</i>
<b>Ladezeit</b> <i>Charging time</i>	1 Stunde <i>1 hour</i>

<b>Betriebszeit mit Akku ***</b> <i>Operating time with Accu (accumulator)</i>	60 Minuten <i>60 minutes</i>
<b>Batterie</b> <i>Accu (accumulator)</i>	Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800mAh
<b>Überlastsicherung</b> <i>Overcharge protection</i>	Ja <i>yes</i>
<b>Rotation pro Minute</b> <i>Rotation per minute</i>	6.500
***Batteriestandanzeige blinkt ROT bei niedrigem Pegel (einzelne LED leuchtet auf Griff) <i>Battery level indicator blinking RED at low level (single LED light on handle)</i>	

<b>Ausführung</b> <i>Design</i>	
<b>Material</b> <i>Material</i>	
<b>Rasierer und Ladestation</b> <i>surgical clipper and charging station</i>	Ungiftiges ABS (Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer) <i>Nontoxic ABS (acryl-butadiene-styrene copolymer)</i>
<b>Scherkopf</b> <i>clipper</i>	Ungiftiges ABS (Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer) <i>Nontoxic ABS (acryl-butadiene-styrene copolymer)</i>
<b>Klinge</b> <i>blade</i>	Die Klinge besteht aus 420j2 <i>The blade is made of 420j2</i>
<b>Farbe</b> <i>Color</i>	Weiß / Grün <i>White / green</i>

<b>Logistik</b> <i>Logistic</i>			
SC001			
MEDI-INN Elektrorasierer inkl. Ladegerät			
<b>Stück/Einzelkarton</b> <i>Pcs/single unit</i>	<b>Karton / Umverpackung</b> <i>Boxes/outer carton</i>	<b>Einzelkarton</b> <i>Box size</i>	<b>Kartonmaße</b> <i>Carton size</i>
1	6	130 x 75 x 165 mm	272 x 175 x 245 mm
SC002 / SC003			
MEDI-INN Elektrorasierer Scherköpfe			
<b>Stück/Einzelkarton</b> <i>Pcs/single unit</i>	<b>Karton / Umverpackung</b> <i>Boxes/outer carton</i>	<b>Einzelkarton</b> <i>Box size</i>	<b>Kartonmaße</b> <i>Carton size</i>
50	6 x 50 = 300	135 x 53 x 345 mm	355 x 282 x 179 mm
<b>Lagerung</b> <i>Storage</i>	Trocken zwischen 0-40 °C, 30% bis 75% relative Luftfeuchtigkeit, 70 zu 1 06kPa. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. <i>Store dry, temperature between 10-40 °C, 30% to 75% RH, 70 to 1 06kPa.</i> <i>Avoid direct sunlight.</i>		
<b>Haltbarkeit</b> <i>Shelf Life</i>	Unter o.g. Bedingungen mindestens 2 Jahre <i>2 years minimum under a.m. conditions</i>		
<b>Kennzeichnung</b> <i>Labeling</i>	Charge (Produktionscode) / LOT (Production code)		
	Herstellungsdatum / manufacturing date		
<b>Entsorgung</b> <i>Disposal</i>	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes. <i>For disposal please consider the applicable national regulations.</i>		

<b>Qualitätssicherung</b> <i>Quality Assurance</i>	
<b>Produktbez. Normen</b> <i>Product spec. standards</i>	DIN EN ISO 10993-1; 10, EN 55014-1, 2, DIN EN 60529, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-2-8, EN 60335-1
<b>Qualitätszertifikate</b> <i>Quality Certificates</i>	ISO 9001:2008

<b>Hinweis</b> <i>Note</i>	
Den Rasierer und Scherkopf vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Rasierer und / oder Scherköpfe nicht verwenden. <i>Check Razor and Clipper for damages before use. Do not use damaged Razor and / or Clipper gloves.</i>	

**Erstellt von:**  
*Created by:*

**BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen**  
**Germany**