


roviva CARE flex

EINSATZGEBIET Hochwertige Pflegematratze für den mobilen Heimbewohner. Dekubitus-Prophylaxe für Krankenhäuser und Altenheime. Optional auch mit komfortabler, waschbarer Doppel-Jersey-Hülle erhältlich. Empfohlenes Patientengewicht: **max. 120 kg.**

KERN Ergonomisch geformte Basisplatte aus langlebigem HR-Schaum inkl. Querkanäle zur seitlichen Entlüftung. Obere Abdeckung aus hochwertigem 7-Zonen-Kaltschaum, gelocht für eine ideale Be- und Entlüftung der Matratze. Hohe Punktlastizität und lange Lebensdauer. Kern wird zusätzlich mit einem hochelastischen Trikot bezogen.

Aufbau: R 4516 weiss
R 5040 gelb



Art.-Nr. 1707

PRODUKTNUTZEN Stabilisierter Unterbau optimal geeignet für Pflegebetten jeglicher Art. Längsseitige Randzonenverstärkung erleichtert das Aufstehen aus dem Bett, beziehungsweise das Sitzen auf der Bettkante.