





Augen-Notfallplan

kuhnbieri

Wir kümmern uns / nous traitons.

Kuhn & Bieri AG
 Untere Brühlstrasse 10
 CH-4800 Zofingen

Tel.: 0848 10 20 40

Schmutz- und Schadstoffeinwirkung	1. Empfohlene Spüllösung	2. Fortsetzung der Spülung	3. Ärztliche Behandlung
Fremdkörper zB. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Grün 	     	 
Säure	Blau 		
Alkalische Substanzen	Blau 		
Andere Substanzen zB. Lösemittel und Öle	Grün 		
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali, Chemikalien	Blau 		

Blau **Grün**



pH neutral



NaCl

Anwendung im Notfall



WICHTIG!

Bei allen Schäden muss das Auge gleichmässig gespült werden. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung /-verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgesetzt werden.