

Produktdatenblatt
Produktbeschreibung:

weißes Netzvlies,
 hypoallergen,
 luft- und wasserdampfdurchlässig,
 sekretresistent, querelastisch,
 sich den Körperkonturen anpassend


Verwendungszweck:

Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung,
 vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Breite	Länge	REF	PZN (Stück)	GTIN	Stück/Pckg	Pckg/Ktn
5 cm	10 m	16716001	08822670	4260348613553	1	80
10 cm	10 m	16716002	08822687	4260348613560	1	60
15 cm	2 m	16716008	14367307	4260604532321	1	128
	10 m	16716003	08822693	4260348613577	1	40
20 cm	10 m	16716004	08822701	4260348613584	1	20

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,
 CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1
 Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII
 CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
 Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-02-01