

Produktdatenblatt - CARE DRESS - Suprapubisches Verbandset

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- Suprapubisches Verbandset zur optimalen Versorgung von suprapubischen Punktionsstellen. Das beigegefügte Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters und verhindert so ein Verrutschen des Katheters



**Übersicht des Suprapubischen Verbandsets:**

Art. Nummer	Bestandteile	PZN
08/02/VS/GHC	1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm	06718974
	1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm	
	3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach	
	- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -	

**Material / Produkt Angaben**

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

**Zertifikate**

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	Is
UMDNS	10 - 274

**Sterilisation**

Steril	Steril - Gamma
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	3 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Abnahmemenge
08/02/VS/GHC	25 Stück	450 Stück	0,224 kg	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

Übermäßige Hitze vermeiden
Vor Frost schützen
Vor Nässe schützen
Einweg Produkt
Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birklück 15, 24999 Wees - Deutschland

[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

Erstellt

23.07.2015

Freigegeben

10.08.2015

Revision

001/08.2015

ID

8734