

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull  
nach VM 17 DIN 14079 BW,  
100% Baumwolle,  
mit eingeschlagenen Schnittkanten



Anwendungsbeispiele:

zur allgemeinen Wundversorgung,  
insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung (ohne Röko) einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8-fach	5 x 5 cm	731011	08821400	4260348610088	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731031	08821423	4260348610095	100	10
	10 x 10 cm	731061	08821452	4260348610101	100	10
	10 x 20 cm	731091	08821481	4260348610118	100	10
12-fach	5 x 5 cm	731021	08821417	4260348610125	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731041	08821446	4260348610132	100	10
	10 x 10 cm	731071	08821469	4260348610149	100	10
	10 x 20 cm	731101	08821498	4260348610156	100	10
16-fach	5 x 5 cm	731024	04808319	4260348610163	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731051	04797254	4260348610170	100	10
	10 x 10 cm	731081	08821475	4260348610187	100	10

eCl@ss: 34-21-02-01  
Lagerung: trocken und staubfrei  
Sterilisierbarkeit: bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar (Dampfsterilisation, Gassterilisation, Strahlensterilisation)

Normative und gesetzliche Anforderungen:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH