

## Produktdatenblatt - Care Flow - UB 750US Unsterile 1-Kammer Beinbeutelssysteme

### Beschreibung & Verwendungszweck:

- Beinbeutelssysteme für den Anwender von Urinalkondomen
- Füllvolumen 750 ml
- Schlauchlänge 10 cm & 50 cm
- Für eine sichere und angenehme Fixierung des Beinbeutels über Tag stehen verschiedenste hochwertige Produkte zur Auswahl
- Der Beinbeutel mit 10 cm Schlauchlänge wird komfortabel am Oberschenkel fixiert
- Dem Beinbeutel mit 50cm Schlauchlänge, ist in der Verpackung ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es den Schlauch individuell zu kürzen



### Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Volumen	Schlauchlänge	PZN	HMN
04/01/750US/10/GHC	750 ml	10 cm	01972716	15.25.05.1096
04/01/750US/50/GHC	750 ml	50 cm	00226543	15.25.05.1096

### Material / Produkt Angaben

Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Ja
Enthält PVC	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

### Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0297
Produkt Klassifikation	IS
UMDNS	14 - 298

### Sterilisation

Steril	Nicht steril
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

### Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Palette	Gewicht / VE	Abnahmemenge
04/01/750US/10/GHC	120 Stück	8.640 Stück	8,800 kg	1 VE
04/01/750US/50/GHC	100 Stück	7.200 Stück	6,400 kg	1 VE

### Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar

GHC

German Health Care GmbH

Hersteller: GHC German Health Care GmbH

Birklick 15, 24999 Wees - Deutschland

[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)