

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus  
70 % Viskose und 30 % Polyamid,  
Dehnung ca. 100 %,   
mit gekräuselten Polyamidfasern,  
leicht, weich, luftdurchlässig, rutschfest,  
webkantig, saugfähig und gut modellierbar,  
besonders geeignet für Patienten  
mit empfindlicher Haut



Verwendungszweck:

Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen,  
durch das strapazierfähige Gewebe auch zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen  
geeignet, zur äußeren Anwendung,  
vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert  
werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	1050601	04793931	4260348611542	20	24
6cm x 4m	1050602	03842900	4260348611559	20	16
8cm x 4m	1050603	03842946	4260348611566	20	12
<b>10cm x 4m</b>	<b>1050604</b>	<b>03842981</b>	<b>4260348611573</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
12cm x 4m	1050605	04793948	4260348611580	20	8
4cm x 4m	1050611	04793894	4260348611597	100	12
6cm x 4m	1050612	04793902	4260348611603	100	8
8cm x 4m	1050613	04793919	4260348611610	100	6
10cm x 4m	1050614	04793925	4260348611627	100	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.