

CONTACT PLUS® NÉO Toilettensitzerhöhung



NEUES DESIGN

XXL 
2 JAHRE GARANTIE
 MAX. BELASTUNG: 185 KG

Die Sitzfläche von **Contact plus Néo** besteht aus einem weichgeschäumten Material und bietet daher hohen Sitzkomfort für bewegungseingeschränkte Personen, die besonders druckempfindlich sind oder einfach eine angenehm weich gepolsterte Sitzfläche bevorzugen. Er erhöht die Sitzfläche um 11 cm und entlastet so die Gelenke beim Hinsetzen und Aufstehen.



Materialien: hochdichter Schaumstoff, PVC-Haut
 In Autoklaven sterilisierbar, bei 90°C mit 80% Luftfeuchtigkeit und für 5 Minuten

- > Bis 185kg getestet und zertifiziert
- > Passt sich jedem WC-Becken an
- > Weltweite Innovation: unvergleichlicher Sitzkomfort



Videovorstellung

Verpackung :
 Einzelkarton: 1 - Palette: 66


 Unvergleichlicher
 Sitzkomfort

 Keine Schrauben,
 Fixierung ohne Werkzeug

TECHNISCHE DATEN

	Contact plus ® Néo
Breite	37 cm
Maße der Sitzöffnung	21*26 cm
Erhöhung der Sitzposition	11 cm
Gesamthöhe	16 cm
Gesamttiefe	41 cm
Gewicht	2 kg



Einzelverpackung

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	HMN
500200n	Contact plus ® Néo	3701127704426	392490009	091218	33.40.01.0035