



Fiche technique DELTASAFE® NITRILE Advanced 300 Blue



Informations sur le produit

Numéros d'articles	DZ9870 (7/S) DZ9871 (8/M) DZ9872 (9/L) DZ9873 (10/XL)
Nom du produit	DELTASAFE® NITRILE Advanced 300 Blue

Spécifications du produit

Matériau	Nitrile, sans poudre
Couleur	Bleu
Tailles et largeurs	7/S 84 ± 3 mm 8/M 94 ± 3 mm 9/L 105 ± 3 mm 10/XL 113 ± 3 mm
Longueur	300 mm ± 10 mm
Exécution	Paume texturé
Type de manchette	Bord roulotté
AQL	1.5
Épaisseur paume	0.10 ± 0.02 mm (Typical value : 0.10-0.11)
Épaisseur doigts	0.14 ± 0.02 mm (Typical value : 0.13-0.15)
Résistance à la déchirure non vieilli / vieilli	min. 6 Newton / min. 6 Newton
Dispositif médical : mandataire suisse	OBELIS SWISS GmbH
MDR Classe	1

Informations sur l'emballage

Unité d'emballage	1'000 pièces (10 x 100 pièces)
Emballage	Carton
Codes EAN boîte	DZ9870 9551004330033 DZ9871 9551004330040 DZ9872 9551004330057 DZ9873 9551004330064


Application

Grâce à sa grande longueur de 300 mm, le DELTASAFE® NITRILE Advanced 300 offre une protection supplémentaire contre les éclaboussures. Cela en fait un choix parfait pour de nombreux travaux de laboratoire. Les bouts des doigts texturés garantissent une bonne adhérence lors de la manipulation d'objets secs et humides.

Ce gant s'utilise dans divers domaines, par exemple

- Industrie alimentaire
- Laboratoire
- Hôpital
- Care
- Nettoyage de bâtiments
- Industrie / Artisanat

Normes et certificats



Adapté au contact avec des denrées alimentaires selon le règlement 1935/2004 et 2023/2006 ainsi que LFBG, règlement (UE) No. 10/2011 et recommandation BfR XXI.

Particularité

Capacité de stockage 5 ans à partir de la date de fabrication.

Version

08/2024

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techniques. Toutes les indications se basent sur des examens étendus : elles ne sont pas contractuelles.

Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web delta-zofingen.ch.