

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

Verfestigtes Faservliesprodukt mit Elastanfäden, bestehend aus ca. 50 % Vliesstoff (Polypropylen), ca. 10 % Elasthan und ca. 40 % synthetischem Kleber, Dehnung ca. 100%, nur auf sich selbst haftend, rückstandslos ablösbar, kein Verkleben mit der Wunde, elastisch, von Hand reißbar, wasser-/ölfest, atmungsaktiv, einzeln cellophaniert



Verwendungszweck:

bei Fingerverletzungen (z. B. kleine Schnittwunden, eingerissene Fingernägel) als Wundschnellverband, besonders beliebt in Gastronomie, Handwerk und bei Kindern; für Verbände, bei denen eine hohe Kompression erwünscht ist; nach Gelenkpunktionen zum Anlegen eines kurzzeitigen Kompressionsverbandes; nach der Dialyse zur Blutstillung durch Befestigung einer Komresse oder eines Tupfers über dem Shunt; zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Stück)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Pckg	Pckg/ Ktn
2,5cm x 4,5m	blau	107004	12144750	4260348616387	1	20	18
5cm x 4,5m	blau	107001	12535893	4260604532598	1	10	30
	rot	107007	12535918	4260348618183	1	10	30
7,5cm x 4,5m	blau	107006	12535901	4260348618176	1	10	24
	rot	107008	12535924	4260348618190	1	10	24
10cm x 4,5m	blau	107003	12535901	4260604532567	1	10	18
	rot	107009	12535924	4260604533793	1	10	18