

Produktbeschreibung:

aus Vliesstoff (Polyester bzw. Viskose und Polyester), luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Wundauflage aus Viskose und Polyester, Polyacrylat- bzw. Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung der Einstichstelle, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Rolle mit hautfarbenen Strips (Polyester), Polyacrylat-Kleber, leicht reißbar in hygienischem Spender:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 x 4 cm	hautfarben	726124	04793629	4260348613539	250	132

Weißer Strips (Viskose und Polyester), Hotmelt-Kleber, lose in einer Schachtel:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 x 4 cm	weiß	726127	10233225	4260348613546	500	100
2 x 6 cm	weiß	726128	12393068	4260348614048	300	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-08

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.