

BEST'UP XXL Toilettenstuhl



XXL 

BEST'UP ist auch in einer **XXL**-Version für alle Körpertypen erhältlich. Der pulverbeschichteter Stahlrahmen ist besonders widerstandsfähig und kann bis zu 160kg tragen.

Materialien: pulverbeschichteter Stahlrahmen, Schaumstoff und HF-geschweißtes PVC (Sitzplatten, Rückenlehne und Armlehnen), Polypropylen (Eimer)

- > Eimer von oben und von der Seite entnehmbar
- > Hygienische Polsterung durch HF-Schweißen
- > Extra breite 65 cm Sitzplatte

FARBEN



OCEAN




GRAU

2 JAHRE GARANTIE
MAX BELASTUNG: 160 KG

Verpackung:

Einzelverpackung: 1

Palette: 2



Abnehmbare Sitzplatte




Eimer von oben und von der Seite entnehmbar



TECHNISCHE DATEN

Gesamthöhe	90 cm
Breite zwischen den Armlehnen	75 cm
Gesamtbreite	87 cm
Höhe Armlehnen-Boden	72.5 cm
Sitzhöhe	52 cm
Höhe Sitz + Rückenlehne	37 cm
Sitztiefe	45 cm
Gesamttiefe	53 cm
Gewicht	9.5 kg



KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	HMN
364623	Best'Up XXL Ocean + Standardsitzplatte	3701127717099	940171000	091203	33.40.04.0024
364611	Best'Up XXL Grau + Standardsitzplatte	3701127705140			