



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 730376

### MEDI-INN Trageschutzlaken 48 Fäden

#### Beschreibung

Die Trageschutzlaken sind Fadenverstärkt und besonders geeignet als Liegen- und Bettenschutz sowie als hygienischer Schutz in der Kranken- und Altenpflege.

Durch die undurchlässige Folienunterseite wird das Kontaminationsrisiko stark minimiert und das darunter befindliche Material vor Verschmutzung und Verkeimung geschützt.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	730376
Fäden	48
Farbe	weiß
<b>Abmessungen in cm</b>	
Breite	75 +/- 1
Länge	210 +/- 2
<b>Material</b>	
Polyethylen Folie	24 gr. /m <sup>2</sup>
Papier	12 gr. /m <sup>2</sup>
Kleber	Heißkleber

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	730376
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	25
Menge der Einzelverpackungen im Karton	4
Kartonmaße	55 x 21 x 17 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum Einmalgebrauch
Entsorgung	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Trageschutzlaken kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Trageschutzlaken auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Trageschutzlaken nicht verwenden! Die Trageschutzlaken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3  
D-50226 Frechen, Germany

**Ort, Datum** Frechen, 12.07.2021