



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N12652-S/-M/-L/-XL

### MEDI-INN Clinic Perfect Nitril weiß

#### Beschreibung

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril-Butadien-Kautschuk, unsteril, puderfrei, zur Einmalverwendung

#### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß VO 2017/745 geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.  
 Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.  
 Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der BfR Empfehlung XXI für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.

#### Maße

Größe	S	M	L	XL
<b>Länge</b> <i>[Median in mm]</i>	min. 240	min. 240	min. 240	min. 240
<b>Breite</b> <i>[Median in mm]</i>	85 ± 5	95 ± 5	106 ± 5	116 ± 5
<b>Gewicht in gr.</b>	2,5 ± 0,2	3 ± 0,2	3,3 ± 0,2	3,6 ± 0,2
<b>Wanddicke (einwandig)</b> <i>[Median in mm]</i>				
<b>Finger</b>	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02
<b>Handfläche</b>	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02	0,06 ± 0,02
<b>Stulpe</b>	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02

\*Länge gem. EN 455-2:2015

#### Physikalische Eigenschaften / Leistungswerte

	vor Belastung	nach Belastung
<b>Reißkraft</b> (geprüft gem. EN 455-2:2015, Median)	≥ 6N	≥ 6N
<b>Dehnung</b> (geprüft gem. ASTM D-6319, Median)	≥ 500%	≥ 400%
<b>AQL-Wert</b> (Acceptable Quality Level)	1,5	
<b>Tastempfindlichkeit</b> (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009)	Level 5	

#### Produktinformationen

<b>Material</b>	Nitril-Butadien-Kautschuk
<b>Proteingehalt</b> (geprüft gem. EN 455-3:2006)	Latexfrei
<b>Pudergehalt</b> (geprüft gem. ASTM D-6319)	Puderfrei (≤ 2 mg/dm <sup>2</sup> )
<b>Sterilisation</b>	Unsteril
<b>Form</b>	Beidhändig tragbar
<b>Stulpe</b>	Stulpe mit Rollrand
<b>Oberfläche außen</b>	fingerexturiiert
<b>Oberfläche innen</b>	online-chloriiert
<b>Farbe</b>	blau



## Verpackung / Lagerung

<b>Art.-Nr.</b>	N12652-S/-M/-L/-XL
<b>Mengeneinheit</b>	Stück
<b>Menge in der Einzelverpackung</b>	100
<b>Einzelverpackungen pro Karton</b>	10
<b>Art der Einzelverpackung</b>	Spenderbox
<b>Einzelverpackungsmaße (T*H*B)</b>	20 x 11 x 6 cm
<b>Kartonmaße (T*H*B)</b>	31,5 x 23 x 21 cm
<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre unter u.g. Bedingungen
<b>Kennzeichnung</b>	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
<b>Entsorgung</b>	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
<b>Lagerung</b>	Trocken zwischen 10-30 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

## Qualitätssicherung

<b>Produktbezogene Normen</b>	EN 455-1 :2000 EN 455-2 :2015 EN 455-3 :2015 EN 455-4 :2009 EN 374-1 :2016 + A1 :2018 EN 374-4 :2018 EN 374-5 :2016 EN 420 :2003 + A1 :2009
<b>Qualitätszertifikate</b>	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

## Hinweise

Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:**

**BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum**

**Frechen, 21.04.2021**