



Medline International Germany GmbH

Medline Strasse 1-3
47533 Kleve, Germany
Tel : +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821-7510-7802

www.medline.com/de



Technisches Datenblatt

Sprudel-Luftbefeuchter nicht vorgefüllt

Artikelnummer(n)

Artikelnummer	Faßungsvermögen	Wiederverwendbar	Überdruckventil 350 - 700 cm H ₂ O	Stück/Box
3230	500 ml	Nicht wiederverwendbar, wiederaufbereiten oder sterilisieren.	Ja	50

Beschreibung

Nicht vorgefülltes Reservoir für die Befeuchtung der Atemgase und damit der Atemwege. Dieser nachfüllbare Luftbefeuchter besteht aus einem einfach zu bedienenden Adapter, kombiniert mit einer transparenten Flasche mit einem Füllvolumen von max. 500ml. Ein akustischer Alarm warnt, wenn der Durchfluss am Befeuchter oder an den Sauerstoffschläuchen bei einem Druck von bis zu 0,275 bar (4 psi) behindert wird

- Ein Mikrodifusor in der Flasche erzeugt sehr kleine Bläschen und vergrößert die Austauschfläche, was eine geräuscharme Befeuchtung ermöglicht.

Basismaterialien

Reservoir: Polyethylen
Adapter Polystyren
Adapter Polypropylen
Überdruckventil Polyethylen

Packfaktor

50 Stück pro Karton

Verpackung

Einzelner unsteriler Polyethylenbeutel (PE)

Hersteller

Teleflex Medical US
3015 Carrington Mill Blvd
Morrisville, NC 27560
USA - EN ISO 13485

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
MPG Klasse: IIa

- Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

Revision: 5

Dokumententitel: FINI.441 - Technical

Dokumentnummer: EU1-00004-F-



1639

© 2022 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
TDS_HUMIDIFIERS_NON_PREFILLED -DE01