



## IMPULSE Edition 400 LR

**Mobiles Niedrigpflegebett  
mit 100 mm oder 125 mm Doppelaufrollen**

Das Pflegebett IMPULSE in der Edition 400LR vereint Mobilität und Komfort. Diese Variante verfügt wahlweise über 100 mm oder besonders lauffreudige 125 mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse. Der optional erhältliche Akku bietet darüber hinaus Flexibilität, auch wenn einmal keine Steckdose in der Nähe ist.

- Holzumbau Halifax Eiche natur
- Bettfronten V490
- vertikal versenkbares Seitengitter, 2 Elemente kopfseitig, mit Massivholz-Handlauf



## IMPULSE Edition 400

**Wohnliches Niedrigpflegebett**

Der Allrounder unter den Pflegebetten. Achsweise gebremste, verdeckte Laufrollen und ein edler Materialmix verleihen dem hochwertigen **Niedrigpflegebett** einen äußerst wohnlichen Charme und lassen die technische Vielfalt nicht erahnen. Die Absenkung der Liegefläche bis auf eine Höhe von nur 25 cm ermöglicht eine effektive Sturzprophylaxe.

Das abgebildete vertikale Seitengittersystem mit Einhandbedienung ist ab sofort als Option für alle IMPULSE Pflegebetten erhältlich.