

Produktinformation

meli Pflegeschale 25, weiß

Artikel-Nr.: 01404002

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

meli Schale 25 aus PC weiß Außenmaße: 253 x 176 x 55 mm - spülmaschinengeeignet bis 93° - aus hochwertigem Kunststoff - schlagfest und formstabil

Material

Polycarbonat (PC)

Gewicht

Stück 0,27 kg

Barcodes GTIN / EAN

Stück 4251125700801

Aufbereitung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte im Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Produktinformation

meli Pflegeschale 35, weiß

Artikel-Nr.: 01405002

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

meli Schale 35 aus PC weiß Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm - spülmaschinengeeignet bis 93° - aus hochwertigem Kunststoff - schlagfest und formstabil

Material

Polycarbonat (PC)

Gewicht

Stück 0,54 kg

Barcodes GTIN / EAN

Stück 4251125700849

Aufbereitung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte im Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Produktinformation

meli Pflegeschale 43, weiß

Artikel-Nr.: 01406000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

meli Schale 43 aus PC weiß Außenmaße: 433 x 253 x 55 mm - spülmaschinengeeignet bis 93° - aus hochwertigem Kunststoff - schlagfest und formstabil

Material

Polycarbonat (PC)

Gewicht

Stück	0,60 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125700894
-------	---------------

Aufbereitung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte im Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.