


Harte Rotationsscheibe



View the embedded image gallery online at:
<https://medicaresystem.es/de/produkte/transfer-und-mobilisierung/mobitools/item/86-harte-rotationsscheibe#sigProIdd2199f8a93>

Diese leichte, rotierende Scheibe ermöglicht dem Patienten, sich während eines Transfers auf einfache Weise zu drehen und verringert das Verletzungsrisiko für das Pflegepersonal.

Beide Seiten der Rotationsscheibe beinhalten einer Anti-Rutsch-Basis für eine kontrollierte Drehung, die maximale Stabilität garantiert.

Ihre Höhe beträgt nur 15 mm. Sie ist praktisch, leicht zu reinigen, sicher und langlebig. Enthält einen Tragegriff.

Weitere Informationen

Referenzen:	Código	Altura	Diámetro	Carga	Peso
	TMT6550	1,5 cm	42 cm	135 kg	1,7 kg

Verpackungsgröße: 1 disco de rotación duro

Anwendungen: technische Hilfe: Drehplatte