

# PRODUKTDATENBLATT

## Aqua B. Braun Ecotainer®

### Topische Spüllösung



Steril und pyrogenfrei

### Vorteile

Ecotainer® - einfach anzuwenden und zeitsparend

- Das weiche Material des Behälters und der Spülkonus ermöglichen ein präzises Spülen durch Druck
- Unmittelbar nach Öffnen der abdrehbaren Verschlusskappe
- Kein mühsames und zeitaufwändiges Umfüllen von Spüllösungen und Aufziehen der Lösung in eine Spritze
- Präzises Spülen mit dem Spülkonus
- Sofortiges Spülen durch Druck dank des weichen Behältermaterials

### Eigenschaften

Artikel	Art.-Nr.
Aqua Spüllösung Ecotainer® 500 ml	0082423E
Aqua Spüllösung Ecotainer® 1000 ml	0082479E

# PRODUKTDATENBLATT

Aqua Spüllösung Ecotainer® 1000 ml(0082479E)



Attributname	Attributwert
Volumen	1000.0 ml
Behälter	Ecotainer®
Produkt enthält PVC	Nein
Produkt enthält Latex	Nein
Produkt enthält DEHP	Nein
Produkt enthält Nickel	Nein
Sterilität	steril
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel