

# plum QuickFix

# FIX

## PLUM QUICKFIX - DER EINZIGARTIGE SPENDER:

- Sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern und Augenspülampullen
- Jedes Pflaster ist sofort nach Entnahme aus dem Spender einsatzbereit
- Das Pflaster kann mit nur einer Hand angebracht werden
- Einfache Nachfüllung bei Bedarf
- Deutliche Anzeige bei leerem Spender
- Stoppt schnell leichte Blutungen, ohne die anderen Pflaster zu verunreinigen
- Kleine Abmessungen – der Plum QuickFix Spender findet leicht überall Platz
- Enthält ein Fach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien
- Wahlweise abschließbar, mit beiliegendem Schlüssel. Verhindert unerwünschten Schwund



## Schnelle Hilfe bei kleineren Unfällen im Alltag

Montieren Sie den Pflasterspender an die Wand und sparen Sie Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde kleben und zurück zur Arbeit!


Der Plum QuickFix Spender wurde für verschiedene Arbeitsbereiche entwickelt und kann mit Pflastern und Augenspülampullen individuell befüllt werden, um den Anforderungen jeder Arbeitssituation gerecht zu werden.

Das Spendergehäuse schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz und enthält ein Innenfach für kleinere Utensilien. Es kann mit Hilfe einer Absperrvorrichtung und eines Schlüssels verriegelt werden.

Der Plum QuickFix Pflasterspender kann an jedem stationären Arbeitsplatz montiert werden, wo kleinere Verletzungen passieren können.

Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm, Verpackung: 10 Stk.

SCANNEN & ANSEHEN  
FREDDYS EINFACHER  
GUIDE



info@plum.eu  
+45 6916 9600

# Wählen Sie Ihren Plum QuickFix Pflasterspender

– nach Ihren speziellen Anforderungen



## PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Spender mit 90 wasserfesten Pflastern, für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5501  
Refill Art.-Nr.: 5511  
PZN: 09534335



## PLUM QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5507  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511  
PZN: 09534281



## PLUM QUICKFIX ELASTIC

Spender mit 90 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5502  
Refill Art.-Nr.: 5512  
PZN: 09534269



## PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Spender mit 60 langen elastischen Pflastern, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5528  
Refill Art.-Nr.: 5508  
PZN: 09534393



## PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Spender mit 90 blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5503  
Refill Art.-Nr.: 5513  
PZN: 09534275



## PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Spender mit 60 langen blauen Pflastern die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5529  
Refill Art.-Nr.: 5509  
PZN: 09535292



## PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Spender inkl. 90 Aloe-Vera-Pflastern, die beruhigen und Feuchtigkeit spenden.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5506  
Refill Art.-Nr.: 5514  
PZN: 15570890



## PLUM QUICKFIX&RINSE

Spender inkl. 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4631  
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5160  
PZN: 10987875



## PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Spender inkl. 90 Pflastern mit hämostatischem Effekt.


Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5510  
Refill Art.-Nr.: 5516  
PZN: 15743899



## PLUM QUICKRINSE

Spender inkl. 10 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 4632  
Refill Art.-Nr.: 5160  
PZN: 10987881



## PLUM QUICKFIX SPENDER LEER

Spender ohne Inhalt. Mit Plum QuickFix oder Plum QuickRinse Nachfüllungen eigener Wahl befüllbar.

Verpackung: 10  
Art.-Nr.: 5500

# Plum QuickFix Pflaster-Refills



## PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

### REFILL

Displaykarton: 6 x 45  
 Verpackung: 8 x 6 x 45  
 Art.-Nr.: 5512  
 PZN: 09534312  
 Maße: L: 72 x B: 25 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5502

## PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 blaue Textilpflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lässt. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

### REFILL

Displaykarton: 6 x 45  
 Verpackung: 8 x 6 x 45  
 Art.-Nr.: 5513  
 PZN: 09534341  
 Maße: L: 72 x B: 25 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5503



## PLUM QUICKFIX LONG ELASTIC UND DETECTABLE

30 extralange Textilpflaster, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können. Sie haben die Wahl zwischen elastischen Pflastern und blauen detektierbaren Pflastern.

## PLUM ELASTIC LONG

Displaykarton: 6 x 30  
 Verpackung: 8 x 6 x 30  
 Art.-Nr.: 5508  
 PZN: 09535300  
 Maße: L: 120 x B: 20 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5528

## PLUM DETECTABLE LONG

Displaykarton: 6 x 30  
 Verpackung: 8 x 6 x 30  
 Art.-Nr.: 5509  
 PZN: 09535323  
 Maße: L: 120 x B: 20 mm

### SPENDER

Art.-Nr.: 5529

# Plum QuickFix Pflaster-Refills



## PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung. Das Material des Pflasters ist Textil.

REFILL	
Displaykarton:	6 x 45
Verpackung:	8 x 6 x 45
Art.-Nr.:	5514
PZN:	15386206
Maße:	L: 72 x B: 25 mm

SPENDER	
Art.-Nr.:	5506



## PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

REFILL	
Displaykarton:	6 x 45
Verpackung:	6 x 8 x 45
Art.-Nr.:	5511
PZN:	09534335
Maße:	L: 72 x B: 25 mm

SPENDER	
Art.-Nr.:	5501



## PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Textilpflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht im Inneren ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

REFILL	
Displaykarton:	6 x 45
Verpackung:	8 x 6 x 45
Art.-Nr.:	5516
PZN:	15570915
Maße:	L: 72 x B: 25 mm

SPENDER	
Art.-Nr.:	5510



## PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse und Plum QuickRinse Spender verwendbar.

Inhalt:	5 x 20 ml
Verpackung:	4 x 5 x 20 ml
Art.-Nr.:	5160
PZN:	10066336

# Technisches Datenblatt

## QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

### 1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung

<b>Handelsname:</b>	QuickFix und QuickFix Long
<b>Bestimmungsgemäße Anwendung:</b>	Plum QuickFix-Produkte dienen als mechanische Barriere zur Aufnahme von Wundflüssigkeit bei kleinen Wunden.
<b>Ablaufdatum:</b>	Auf der Pflasterrückseite.

#### 1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt

<b>Hersteller</b>	
<b>Firma:</b>	Plum Safety ApS
<b>Adresse:</b>	Mandelalleen 1
<b>PLZ:</b>	5610
<b>Ort:</b>	Assens
<b>Land:</b>	DÄNEMARK
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
<b>Telefon:</b>	+45 6916 9600
<b>Fax:</b>	+45 6916 9630

#### 1.3 Rechtliche Informationen

<b>Allgemeine Informationen:</b>	Die Produkte sind Medizinprodukte der Klasse 1 gemäß <i>Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993</i> zu Medizinprodukten. Eine benannte Stelle ist nicht beteiligt. Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
	Plum Safety ApS ist nach <i>ISO 13485:2016 Medizinprodukte Qualitätsmanagementsysteme</i> – Anforderungen für regulatorische Zwecke zertifiziert.

### 2. Allgemeine Produktinformationen

<b>Materialanforderungen:</b>	Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von <i>ISO 10993-1:2009 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfung“</i> im Rahmen eines Risikomanagementprozesses als bioverträglich beurteilt.
-------------------------------	---

#### Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

	elastic	detectable	water resistant	alu
<b>Material</b>	Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar.	Blaues elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) Querrichtung dehnbar.	Rosa PE-Gewebe, perforiert (Polyethylen).	Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar.
<b>Klebefläche</b>	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen	Acrylpolymer, hypoallergen
<b>Saugfläche</b>	Viskose und PP-Vlies	Viskose und PP-/PE-Vlies	Viskose und PP-Vlies	Viskose und Aluminiumbeschichteter PE-Vlies
<b>Primärverpackung (Beutel)</b>	Papier, kaltversiegelt	Papier, kaltversiegelt	Papier, kaltversiegelt	Papier, kaltversiegelt
<b>Maße</b>	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm 120 x 20 mm	72 x 25 mm	72 x 25 mm
<b>Besondere Merkmale:</b>	Elastisch	Elastisch mit detektierbarer Aluminiumfläche an der Rückseite	Wasserbeständig	Elastisch, Antihaf-Wirkung

# Technisches Datenblatt

## QuickFix

(elastic, detectable, water resistant & alu)

### 3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

**Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:** Die Produkte sind für den Kontakt mit Haut und den Erste-Hilfe-Einsatz bei kleinen Wunden gedacht. Bei Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit Abhilfemaßnahmen getroffen werden können.  
Ernsthafte Nebenwirkungen müssen der zuständigen Behörde gemeldet werden.

### 4. Aufbewahrung

**Aufbewahrung:**



Trocken



Vor direkter  
Sonneneinstrahlung  
schützen

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

### 5. Sonstige Informationen

#### Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	11-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

**Sonstige Informationen:** Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600.

**Produktdatenblatt erstellt von:**

**Firma:** Plum Safety ApS  
**Adresse:** Mandelalleen 1  
**PLZ:** 5610  
**Ort:** Assens  
**Land:** DÄNEMARK  
**E-Mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Telefon:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Dokumentsprache:** Deutsch

# Technisches Datenblatt

## QuickFix

(aloe vera, blood stopper)

### 1. Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator und bestimmungsgemäße Anwendung.

<b>Handelsname:</b>	QuickFix
<b>Bestimmungsgemäße Anwendung:</b>	Plum QuickFix-Produkte dienen als mechanische Barriere zur Aufnahme von Wundflüssigkeit bei kleinen Wunden.
<b>Ablaufdatum:</b>	Auf der Pflasterrückseite und an der Produkthülle.

#### 1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt.

<b>Vertrieb</b>	
<b>Firma:</b>	Plum Safety ApS
<b>Adresse:</b>	Mandelalleen 1
<b>PLZ:</b>	5610
<b>Ort:</b>	Assens
<b>Land:</b>	DÄNEMARK
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
<b>Telefon:</b>	+45 6916 9600
<b>Fax:</b>	+45 6916 9630

#### 1.3 Rechtliche Informationen

<b>Allgemeine Informationen:</b>	<p>Die Produkte sind Medizinprodukte der <i>Klasse 2a gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993</i> zu Medizinprodukten und sind daher von der benannten Stelle Kiwa Cermet Italia S.p.A. zertifiziert.</p> <p>Für Medizinprodukte ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.</p> <p>Plum Safety ApS ist nach <i>ISO 13485:2016 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke</i> zertifiziert.</p> <p>Plastod S. p. A., Via Walter Masetti 7, 40012 Caldata di Reno (BO), Italien ist der rechtmäßige Hersteller von QuickFix aloe vera und QuickFix blood stopper.</p>
----------------------------------	--

### 2. Allgemeine Produktinformationen

<b>Materialanforderungen:</b>	Die Materialien in diesen Produkten wurden gemäß den Anforderungen von <i>ISO 10993-1:2009 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfung“</i> im Rahmen eines Risikomanagementprozesses als bioverträglich beurteilt.
-------------------------------	---

#### Physikalische Eigenschaften und Zusammensetzung:

	aloe vera	blood stopper
<b>Material</b>	<i>Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar.</i>	<i>Rosa elastisches Gewebe (Baumwolle und Polyamid) in Querrichtung dehnbar.</i>
<b>Klebefläche</b>	<i>Acrylpolymer, hypoallergen</i>	<i>Acrylpolymer, hypoallergen</i>
<b>Saugfläche</b>	<i>Viskose und PP-Vlies mit Aloe vera</i>	<i>Viskose und PP-/PE-Vlies mit blutstillender Schicht und Alginatfaser</i>
<b>Primärverpackung (Beutel)</b>	<i>Papier, kaltversiegelt</i>	<i>Papier, kaltversiegelt</i>
<b>Maße</b>	<i>72 x 25 mm</i>	<i>72 x 25 mm</i>
<b>Besondere Merkmale</b>	<i>beruhigend und feuchtigkeitsspendend</i>	<i>blutstillende Wirkung</i>

# Technisches Datenblatt

## QuickFix

(aloe vera, blood stopper)

### 3. Nebenwirkungen und Fehlfunktionen

**Nebenwirkungen und Fehlfunktionen:** Die Produkte sind für den Kontakt mit Haut und den Erste-Hilfe-Einsatz bei kleinen Wunden gedacht. Bei Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen melden Sie diese bitte an Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600, damit Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Ernsthafte Nebenwirkungen müssen der zuständigen Behörde gemeldet werden.

### 4. Aufbewahrung

**Aufbewahrung:**



Trocken



Vor direkter  
Sonneneinstrahlung  
schützen

**Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

### 5. Sonstige Informationen

#### Versionsverlauf und Änderungen

Version	Überarbeitungsdatum	Verantwortlich	Änderungen
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	12-06-2020	CL / VWB	5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

**Sonstige Informationen:** Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) oder telefonisch unter +45 6916 9600.

**Produktdatenblatt erstellt von:**

**Firma:** Plum Safety ApS  
**Adresse:** Mandelalleen 1  
**PLZ:** 5610  
**Ort:** Assens  
**Land:** DÄNEMARK  
**E-Mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Telefon:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Dokumentsprache:** Deutsch