

Technisches Datenblatt - CARE FLOW - Transurethrale silikonisierte Latexkatheter, Nelatonspitze

**Beschreibung & Verwendungszweck:**

- 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze
- gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex
- Der Katheter eignet sich nur zur Kurzzeitdrainage
- Enthält Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann



**Übersicht des Produktsortiments:**

Art. Nummer	Größe in CH	Ballon Volumen	Länge	PZN	HMN
01/01/13/12/10/GHC	CH 12	10 ml	40 cm	01150701	15.25.15.5076
01/01/13/14/10/GHC	CH 14	10 ml	40 cm	01150859	15.25.15.5076
01/01/13/16/30/GHC	CH 16	30 ml	40 cm	01150865	15.25.15.5076
01/01/13/18/30/GHC	CH 18	30 ml	40 cm	01150871	15.25.15.5076
01/01/13/20/30/GHC	CH 20	30 ml	40 cm	01150888	15.25.15.5076
01/01/13/22/30/GHC	CH 22	30 ml	40 cm	01150919	15.25.15.5076
01/01/13/24/30/GHC	CH 24	30 ml	40 cm	01150925	15.25.15.5076

**Material / Produkt Angaben**

Enthält Latex	Ja
Enthält DEHP	Nein
Nelaton Spitze	Ja
Eignet sich zur Langzeitdrainage	Nein
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja

Zolltarifnummer 9018 3900

**Zertifikate**

CE-Kennzeichnung	CE 0123
Produkt Klassifikation	I Ib

**Sterilisation**

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

**Verpackung**

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
01/01/13/12/10/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/14/10/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/16/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,248 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/18/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,258 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/20/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,284 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/22/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,284 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/13/24/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,290 kg	einzel steril verpackt	1 VE

**Lagerung und Handhabung**

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: Well Lead Medical Co.,Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong

511434 Panyu, Guangzhou - PR China

Vertrieb durch: GHC German Health Care GmbH

Birkstück 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Erstellt

23.07.2015

Freigegeben

12.09.2019

Revision

004/09.2019

ID

8749