

## Technisches Datenblatt - CARE FLOW - Transurethrale 100% Silikonkatheter, Nelatonspitze

### Beschreibung & Verwendungszweck:

- 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze
- Ballonkatheter zur Langzeitdrainage von Urin
- Hervorragende Gewebeverträglichkeit & eine geringe Inkrustationsneigung
- Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters
- CH06 - CH10 mit eingearbeiteter Stabilisierungsschiene



### Übersicht des Produktsortiments:

Art. Nummer	Größe in CH	Ballon Volumen	Länge	PZN	HMN
01/01/11/06/03/GHC	CH 06	03 ml	27 cm	01150196	15.25.15.6136
01/01/11/08/05/GHC	CH 08	05 ml	27 cm	01150204	15.25.15.6136
01/01/11/10/05/GHC	CH 10	05 ml	27 cm	01150210	15.25.15.6136
01/01/11/12/10/GHC	CH 12	10 ml	40 cm	01150368	15.25.15.6136
01/01/11/14/10/GHC	CH 14	10 ml	40 cm	01150374	15.25.15.6136
01/01/11/16/30/GHC	CH 16	30 ml	40 cm	01150380	15.25.15.6136
01/01/11/18/30/GHC	CH 18	30 ml	40 cm	01150398	15.25.15.6136
01/01/11/20/30/GHC	CH 20	30 ml	40 cm	01150428	15.25.15.6136
01/01/11/22/30/GHC	CH 22	30 ml	40 cm	01150434	15.25.15.6136
01/01/11/24/30/GHC	CH 24	30 ml	40 cm	01150440	15.25.15.6136
01/01/11/26/30/GHC	CH 26	30 ml	40 cm	01150457	15.25.15.6136

### Material / Produkt Angaben

100% Silikon	Ja
Enthält Latex	Nein
Enthält DEHP	Nein
Nelaton Spitze	Ja
Eignet sich zur Langzeitdrainage	Ja
Ausschließlich zum Einmalgebrauch	Ja
Zolltarifnummer	9018 3900

### Zertifikate

CE-Kennzeichnung	CE 0123
Produkt Klassifikation	IIb

### Sterilisation

Steril	Steril - EO
Re-sterilisierbar	Nein
Haltbarkeit	5 Jahre

### Verpackung

Art. Nr.	Anzahl / VE	Anzahl / Karton	Gewicht / VE	Verpackt	Abnahmemenge
01/01/11/06/03/GHC	10 Stück	500 Stück	0,212 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/08/05/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/10/05/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/12/10/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/14/10/GHC	10 Stück	500 Stück	0,232 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/16/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,252 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/18/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,272 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/20/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,292 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/22/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,324 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/24/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,332 kg	einzel steril verpackt	1 VE
01/01/11/26/30/GHC	10 Stück	500 Stück	0,352 kg	einzel steril verpackt	1 VE

### Lagerung und Handhabung

- Übermäßige Hitze vermeiden
- Vor Frost schützen
- Vor Nässe schützen
- Einweg Produkt
- Nicht re-sterilisierbar



Hersteller: Conod Medical Co., Limited

No. 38 Hongfeng Road, 215532 Changshu City

Jiangsu Province - PR China

Erstellt

23.07.2015

Freigegeben

11.02.2019

Vertrieb durch: GHC German Health Care GmbH

Birklick 15, 24999 Wees - Deutschland

www.ghc-medical.de

Revision

005/02.2019

ID

8751