

MOVIGO Gehbock für Erwachsene




Die **MOVIGO** starren Gehböcke von Herdegen sind mit einer inneren Versteifung an den Vorderfüßen ausgestattet, um den Rahmen für optimale Sicherheit zu verstärken.

Materialien:
Aluminium (Rahmen), Polypropylen (Handgriffe)

- > **100% in Frankreich hergestellt**
- > Geprüft nach DIN EN ISO 11199-2
- > Bis 165 kg getestet
- > Leichtgewicht und stabil
- > Innere Versteifung an den Vorderfüßen
- > Höhenverstellbar
- > Auch als Toilettenstützgestell verwendbar


2 JAHRE GARANTIE
MAX BELASTUNG: 165 KG

Verpackung:
Karton: 1
Palette: 20



TECHNISCHE DATEN

A	B	C	D	Gewicht
81/91 cm	62 cm	12 cm	45 cm	1.96 kg



A= Höhe
B= Gesamtbreite
C= Länge der Handgriffe
D= Tiefe

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	
221100	MOVIGO Gehbock starr für Erwachsene	3701127708745	902110100	120603	10.46.01.0020

HMN