



## **NATURMOOR WÄRMFLASCHE RFM**

**Gewicht, netto** 0,058 kg

**Gewicht, brutto** 0,07 kg

**Maße** 20 x 15 cm

**Material** Füllung: 100 % Naturmoor, Stoffüberzug: 100 % Baumwolle TEX, (Code 60), PVC- Folie (Code 3)

**Wärmeanwendung** 50 – 60 °C

**Erwärmung Mikrowelle** 600 W maximal 3 Minuten

**Erwärmung Gas- Heißluft oder Elektroofen** 150°C maximal 10 Minuten

**Erwärmung Wasserbad** auf ca. 80°C erwärmen

**Artikelnummer** 80000586

**EAN** 4041314018998

**VE** 10 Stück