

CLIPPER® II & III Toilettensitzerhöhungen **HERDEGEN** PARIS



Clipper® II

Die **Clipper® II und III** erhöhen die Toilette um 11 cm und werden dank der 4 mitgelieferten Clips schnell und sicher auf dem WC-Becken fixiert.
Clipper III (500411) ist mit einem Deckel ausgestattet für optimale Hygiene.

Materialien: 100% Polypropylen
Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Lappen. Autoklavierbar


- > Bis 185kg getestet und zertifiziert
- > Leichte Montage ohne Werkzeug und ohne Schrauben
- > Aus 100% rostfreiem, recyclebarem Polypropylen
- > Exklusives Design mit glänzendem Finish
- > Bringt Komfort und Sicherheit

2 JAHRE GARANTIE
MAX BELASTUNG: 185 KG


YouTube
Videovorstellung



Verpackung:
Einzelkarton: 1
Palette: 66



Clipper® III mit Deckel



TECHNISCHE DATEN

	Clipper II ®	Clipper III ®
Breite	41 cm	
Maße der Sitzöffnung	21*25 cm	
Erhöhung der Sitzposition	11 cm	
Gesamthöhe	16 cm	
Gesamttiefe	46 cm	
Gewicht	1.16 kg	1.56 kg



Einzelverpackung

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	
500410	Clipper II ®	3701127708998	392490009	091218	33.40.01.0046
500411	Clipper III ® mit Deckel	3701127709001			33.40.01.0047

